




## Por adquirir su nuevo sensor de temperatura

Gracias por adquirir nuestro producto, le prometemos que no se arrepentirá.

El producto es muy fácil e intuitivo de utilizar, para encenderlo basta con conectar el cable (incluido), a los dos puertos USB, el clásico que tienen todas las computadoras y que tiene forma de casita (como se muestra en la imagen).

También es posible encenderlo conectado un eliminador al plug de alimentación y a la corriente alterna de la casa.







## **Funcionamiento**

Una vez el cable se conecte el producto comenzará a funcionar, deberá colocar el sensor (la pieza negra que se encuentra al final de la extensión) en alguna parte del cuerpo adecuada, se recomienda la axila.

El sensor estará midiendo la temperatura en todo momento, se recomienda dejar el sensor por aproximadamente 3 minutos.

Si la temperatura corporal es adecuada el led verde permanecerá encendido, pero si se sobrepasan los 37°C el led rojo de encenderá y se activará una alamar.

Nota: si el producto no enciende, será necesario recargar la batería portátil donde se encuentra el puerto USB con un cable de celular(v8).

En caso de ser necesario el producto cuenta con un botón de reset que se acciona introduciendo un palito por el orificio de la parte superior.



## Producto garantizado

Además de ser un gran producto, la batería portátil que le da autonomía también puede ser utilizada para cargar cualquier dispositivo que utilice un cable que se conecte por USB, por lo que además de tener un gran medidor de temperatura, tiene una batería de emergencia.

Estamos tan seguros de nuestro producto que tiene una garantía de 10 años que puede hacer valida con su ticket de compra.

